



palettenware.at
by Trends & Technik Handels GmbH

PRODUKTDATENBLATT · APOTHEKENBEDARF

Palette Braunglas- Apothekenflaschen 250 ml

Geschützt verpackt. Bereit für Ihre Abfüllung.

1.200
FLASCHEN

250 ml
NENNVOLUMEN

inklusive
SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Produktprofil

Ein sauber strukturierter Großposten leerer Braunglasflaschen für Apotheken, Labore, Kosmetikmanufakturen und spezialisierte Abfüller. Das bernsteinfarbene Glas reduziert den Lichteintrag und bietet eine wertige, funktionale Verpackungsbasis.



Paletten- und Logistikansicht



Produkt- und Materialansicht

Referenzdaten

Paletteninhalt	1.200 leere Braunglasflaschen
Nennvolumen	250 ml je Flasche
Farbe / Material	Bernsteinfarbenes Glas
Verschluss	Weißer Schraubverschluss in Beispielkonfiguration
Verpackung	Kartons mit trennenden Gefacheinsätzen
Lieferzustand	Leer, unbefüllt und unsteril
Kennzeichnung	Neutral und ohne Produktetikett

Mehrwert für Einkauf & Projekt

Großmengentauglich

1.200 Einheiten schaffen eine solide Basis für Serienabfüllungen.

Lichtreduzierend

Braunglas verringert den Lichteintrag gegenüber klarem Verpackungsglas.

Prozessfreundlich

Einheitliche Flaschen und Gefache erleichtern Handling und Zuführung.

Flexibel veredelbar

Die neutrale Oberfläche lässt Raum für Etikett, Druck und Eigenmarke.



Typische Anwendungen

- Rezeptur-, Labor- und Manufakturabfüllungen
- Kosmetische Öle, Essenzen und nicht sterile Flüssigprodukte
- Muster-, Prüf- und Kleinserienverpackungen
- Eigenmarken- und Private-Label-Projekte nach Eignungsprüfung

Logistik & Handling

- Stoßarm transportieren und nicht über die freigegebene Stapelhöhe belasten.
- Sauber, trocken, geruchsneutral und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Vor Befüllung nach dem eigenen Hygienekonzept reinigen beziehungsweise validieren.
- Glas, Mündung und Verschluss vor Produktionsfreigabe auf Maßhaltigkeit und Dichtheit prüfen.

Vor der Bestellung bestätigen

Für ein belastbares Angebot und eine reibungslose Abwicklung empfehlen wir die gemeinsame Klärung dieser Punkte:

- ✓ Glasart und regulatorische Eignung für das konkrete Füllgut prüfen
- ✓ Mündungsmaß, Gewinde und Verschlussmaterial bestätigen
- ✓ Dichteinlage, Originalitätssicherung und Kinderschutzbedarf definieren
- ✓ Chemische Verträglichkeit und Migration bewerten
- ✓ Reinigungs-, Sterilisations- und Abfüllprozess festlegen
- ✓ Etikettierfläche und gewünschte Veredelung bemustern

Wichtiger Produkthinweis: Die Flaschen werden als leere, unsterile Verpackungskomponenten angeboten. Eine Eignung für Arznei-, Lebensmittel- oder Gefahrstoffanwendungen besteht erst nach kundenseitiger Prüfung und Vorlage der erforderlichen chargenbezogenen Nachweise.

Ihr Palettenprojekt beginnt mit den richtigen Angaben.

Bitte senden Sie gewünschte Menge, Lieferort, Termin, Einsatzbereich und besondere Nachweisanforderungen über palettenware.at. Wir konkretisieren daraufhin Ausführung, Verfügbarkeit und Logistik.